



## HYPER OXY



### Descrição / Indicação

**Agipro Deep Wash Hyper Oxy** é um limpador concentrado à base de Peróxido de Hidrogênio formulado com matérias primas de última geração, com propriedades de alvejamento através das moléculas de peróxido de hidrogênio que agem diretamente com a matéria orgânica, sendo uma eficaz solução para limpeza, versátil, podendo ser aplicado em diversas superfícies.

### Especificações:

Aspecto:	Líquido límpido
pH puro (25°C):	6,7 -7,7
Cor:	Incolor
Odor:	Característico
Solubilidade em água:	Solúvel

### Composição

Peróxido de hidrogênio, lauril éter sulfato de sódio, conservante e veículo

### Modo de Uso

**Limpeza pesada:** diluir 1 parte do produto para até 1 parte de água.

**Limpeza média:** diluir 1 parte do produto para até 10 partes de água.

**Limpeza leve:** diluir 1 parte do produto para até 20 partes de água. Espalhe o produto já diluído conforme o grau de sujidade da superfície a ser limpa, e deixe agir por no mínimo 5 minutos e enxague.

### Precauções

**MANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.** Não ingerir. Evite a inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a pele. Manter o produto em sua embalagem original. Não reutilizar a embalagem vazia para outros fins. Mantenha o recipiente fechado em local ventilado. **Primeiros socorros:** Em caso de contato com os olhos e pele, lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicação ou o médico, levando o rótulo do produto. Nunca dê nada por via oral a uma pessoa inconsciente. **Disque Intoxicação: 0800 722 6001.**

### Validade

**VÁLIDO POR 24 MESES** a partir da data de fabricação impressa na embalagem.

Embalagem

Caixa com 4 x 5L

Nº Notificação ANVISA

25351.024029/2025-94

Cod. de Barras EAN

7898005495180

Cod. de Barras DUN

57898005495185

